Over Post la Soluzione per tutti i casi clinici "Le Misure"

Polygon Over Post ▸ sezione ovale ▸ Per canali ovali

SKRPYOP	Polygon Over Post Starter Kit	9 Perni (3 per ogni misura 1-2-3) + 3 Drills (1 per ogni misura 1-2-3)						
CODICE	Refill	Max/Min Coronale Ø	Punta Ø	Lunghezza	Conf. Refill	CODICE	Refill	Conf.Refill
PYOP01	Polygon Over Post # 1	2.00/1.20	0.80	19	10 perni	PYD01	Polygon Drill # 1	1 drill
PYOP02	Polygon Over Post # 2	2.20/1.40	1.10	19	10 perni	PYD01	Polygon Drill # 2	1 drill
PYOP03	Polygon Over Post # 3	2.50/1.60	1.20	19	10 perni	PYD01	Polygon Drill # 3	1 drill

Prosthetic Over Post ▸ cilindrico conico ▸ Per denti con poco tessuto coronale residuo

SKPOP	Prosthetic Over Post Starter Kit	9 Perni (3 per ogni misura 0-1-2) + 3 Drills (1 per ogni misura 0-1-2)						
CODICE	Refill	Max Ø	Punta Ø	Conicità %	Lunghezza	Conf. Refill	CODICE	Refill	Conf.Refill
POP100	Prosthetic Over Post # 0	1.20	0.70	0.04	19	10 perni	PD100	Prosthetic Drill # 0	1 drill
POP101	Prosthetic Over Post # 1	1.40	0.80	0.05	19	10 perni	PD101	Prosthetic Drill # 1	1 drill
POP102	Prosthetic Over Post # 2	1.60	0.80	0.06	19	10 perni	PD102	Prosthetic Drill # 2	1 drill
POP103	Prosthetic Over Post # 3	1.80	0.90	0.08	19	10 perni	PD103	Prosthetic Drill # 3	1 drill
POP104	Prosthetic Over Post # 4	2.10	1.10	0.08	19	10 perni	PD104	Prosthetic Drill # 4	1 drill

Cylindrical Over Post ▸ cilindrico punta conica ▸ Per denti con discrete quantità di tessuto coronale residuo

CODICE	Refill	Ø	Lunghezza	Conf. Refill
CLOV08	Cylindrical Over Post # 0.8	0.8	19	10 perni
CLOV10	Cylindrical Over Post # 1.0	1.0	19	10 perni
CLOV12	Cylindrical Over Post # 1.2	1.2	19	10 perni
CLOV14	Cylindrical Over Post # 1.4	1.4	19	10 perni
CLOV16	Cylindrical Over Post # 1.6	1.6	19	10 perni

Conical Over Post ▸ cilindrico conico ▸ Per denti con discrete quantità di tessuto coronale residuo

CODICE	Refill	Max Ø	Punta Ø	Conicità %	Lunghezza	Conf. Refill
CNOVSM	Conical Over Post Small	1.10	0.50	4% - 6%	20	10 perni
CNOVMD	Conical Over Post Medium	1.26	0.60	6%	20	10 perni
CNOVLG	Conical Over Post Large	1.56	0.70	6% - 8%	20	10 perni








Overfibers S.r.l. Via Malatesta,7 – 40026 Imola – Italy
Phone + 39 0542 52153 Fax +39 0542 1900078
www.overfibers.com - info@overfibers.com

UNI EN ISO 9001
UNI CEI EN ISO 13485

07-2017 rev. 01

Over Post
Perni in Fibra di Vetro "S"

Over Post la Soluzione per tutti i casi clinici



La superficie di Over Post è molto ruvida e ritentiva per aumentare l'adesione con il cemento. 1000 X

Over Post è traslucente per accelerare l'attivazione dei cementi duali

Over Post è radiopaco per essere chiaramente distinguibile dal cemento

Over Post la Soluzione per tutti i casi clinici "Le Performances"

Modulo elastico bilanciato


- Due volte maggiore rispetto alla fibra di vetro E
- La metà rispetto al metallo

Garantisce la stabilità del moncone ricostruito



Fibra di Vetro "S"
1500 MPa
Elevata resistenza alla flessione

Modulo elastico bilanciato
60 GPa
Per garantire la massima stabilità del restauro




Over Post *resistono ad oltre 5 milioni di cicli alla fatica a 50 N*


Perni in Fibra di Vetro "S" migliori dei perni in metallo


- I più recenti studi evidenziano che per il basso modulo elastico i perni in fibra di vetro "S" si comportano meglio di quelli in metallo.
- I perni in metallo sono dieci volte più rigidi rispetto alla dentina e possono fratturare la radice


Evitano la rottura della radice



Elevata ritenzione superficiale 3.8 Ra


X50


X1000



Over Post *sono almeno tre volte più ruvidi rispetto agli altri perni confrontati**

Aumenta l'adesione perno/cemento
Non è necessario silanizzare.

* Forza adesiva del perno in fibra: effetti della ruvidità superficiale P. BALDISSARA1*, C. MONACO1, L.F. VALANDRO2 Università di Bologna, Bologna 1 e Università Federale di Santa Maria, Brasile 2

Over Post la Soluzione per tutti i casi clinici "Le Forme"

Polygon Over Post
sezione ovale

Elevatissima resistenza del 49%* in più rispetto ai perni a sezione circolare

Specifici per premolari monoradicolati, canini e incisivi





* L.Meliota: Resistenza alla frattura di un nuovo concetto di perno in fibra DPT di Scienze Orali, Prof. R. Scotti, Università di Bologna

Prosthetic Over Post
cilindrico conico

Maggiore stabilità del restauro per il massimo diametro nel punto in cui escono dalla radice

Specifici per denti con poco tessuto coronale residuo e fortemente sollecitati





Cylindrical Over Post
cilindrico con punta conica

Per la loro forma e gamma di misure sono versatili in molteplici situazioni cliniche

Per denti con discrete quantità di tessuto coronale residuo e canali con piccole sezioni





Conical Over Post
cilindrico conico

La forma anatomica permette il loro impiego anche nei canali più piccoli

Per denti con discrete quantità di tessuto coronale residuo e canali con piccole sezioni



